

# PM-673 ROBOCLEAN TAB

## COAGULANT

**PM-673 ROBOCLEAN TAB** : Tablettes qui améliorent la capacité de nettoyage des robots. Augmente la taille des particules les plus fines permettant au milieu filtrant (poche ou cartouche) du robot de les retenir, en réduisant le nuage de particules. Chimiquement neutre.



### MÉTHODE ET DOSE D'EMPLOI

- Mettre une tablette (sans son film de protection) à l'intérieur du filtre du robot. S'il y a deux compartiments, la casser et mettre une partie dans chaque.
- Plonger et mettre le robot en marche dans l'eau.
- Recommandation : Toujours utiliser lorsqu'il y a des particules fines dans le fond.
- Important : après chaque cycle de nettoyage, bien nettoyer les filtres.

### PROPRIETES PHYSIQUES

- Apparence : Tablettes orange de 16 g.
- Odeur : Inodore
- Solubilité dans l'eau : Soluble dans l'eau en toutes proportions

### CONSEILS DE PRUDENCE

- Tenir hors de portée des enfants.
- Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
- Appeler un Centre Antipoison en cas de malaise.

### PRÉSENTATION

Boîtes de 6 unités.